


# MAGNETYCZNY SYSTEM MOCOWANIA PAPIERÓW I SUKIEN

Jak uprościć i przyspieszyć przygotowanie próbek?



Za pomocą naszych wysokiej klasy produktów, możesz przyspieszyć i uprościć przygotowanie próbek przez zastosowanie magnetycznego systemu mocowania.

Wystarczy tylko 1 tarcza polerska.

Naklej na nią naszą **X MAG**, następnie możesz stosować wszystkie typy materiałów eksploatacyjnych:

- bezpośrednio na X MAG: sukna polerskie serii **M**, tarcze ścierne **X TOP**, **X LAP**, **X MID**,...

**lub**

- stosując podkładkę metalową X PSA: wszystkie inne materiały samoprzylepne np. papiery samoprzylepne **X PAC**, sukna polerskie serii **X**, standardowe tarcze diamentowe.

Liczbę podkładek **X PSA** należy dobrać do ilości różnych gradacji papierów ściernych.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

**METIMEX<sup>®</sup> Laboratory Equipment**

ul. Wojska Polskiego 9/2, 44-120 Pyskowice, tel./fax.: (32) 233 24 72, e-mail: [biuro@metimex.com.pl](mailto:biuro@metimex.com.pl)